

4 in 1 Avanced Blackhead Removal IDEALSKIN



Esquema funcional



Boquilla de succión



Boquilla de succión 2



Boquilla de succión 3

Paso 1



Atención: Antes de absorber las espinillas con los instrumentos, utilice primero un limpiador facial para exfoliar y suavizar la piel. cuando la cutina se ablanda, las espinillas se succionan fácilmente. no absorba fuertemente, lo que dañará el tejido de la piel. es fácil causar acumulación de congestión.

Paso 2



El sistema predeterminado es adecuado para pieles Neutras

Presiona el botón de arranque por un segundo para arrancar

Luces indicadoras encendidas

Advertencia: este producto no es resistente al agua. Está prohibido lavarse y rocíe el fuselaje. Manténgalo alejado de altas temperaturas, humedad, polvo y otros entornos hostiles. Guárdelo en un lugar seco..

Paso 3



Principales ventajas: la eliminación de las espinillas es sencilla, cómoda, minucioso e indoloro.

Instrucciones de operación

1. Antes de usar: lávese la cara con 40-50 grados de calor agua (las niñas se quitan el maquillaje primero). Haz la capa exterior de la grasa de la piel y el polvo limpian eficazmente.

2. Comprima la nariz caliente con una toalla caliente de 40 a 50 grados para unos 10 minutos. (El instrumento de vapor facial funciona mejor)

Principio de acción: la compresa caliente abre los poros, suaviza suciedad y espinillas en los poros.

3. Pulse el botón del interruptor durante un segundo: "Ouch" para Encienda (el primer uso debe estar lleno de electricidad). Elija el equipo necesario según su tipo de piel. Presione el botón del interruptor para cambiar la fuerza de succión a voluntad.

Método de carga

1: Asegúrese de que la fuente de alimentación del producto esté apagada.

2: Asegúrese de que el producto esté seco.

3: Inserte el cable de carga en el puerto de carga en la parte inferior del producto (según el esquema diagrama), y conecte el adaptador de corriente con arbitrario Voltaje de salida de 5 V o el puerto de salida USB de la computadora.

4: El indicador de carga se enciende y parpadea. La primera red es el 33% de la electricidad. Las tres luces de cuadrícula no parpadean al mismo tiempo. Indica que la batería está llena.

5: Cuando la energía de la batería se agota, tres luces parpadea al mismo tiempo, es decir, una alarma "bip" se emite sonido.

6: Si el producto se deja en espera durante mucho tiempo, debería cargarse con regularidad para garantizar la vida útil de la batería.

Parámetros de especificación de producto

Nombre del producto	Limpiador de poros
Voltaje de carga	DC5V
Voltaje nominal	1.5W
Capacidad de la batería	300MA
Tiempo de carga	2 horas
Peso neto	120 grams
Especificaciones del producto	high150mm*diameter64mm
Dimensiones de embalaje	long240mm*wide94mm*thick70mm